

Abrauchstation mit getrennten Kammern



Ausstattung

Getrennte Kammern mit eigenständiger Luftströmung

Horizontaler Luftstrom zur Prozessoptimierung

Vollautomatische Lüftungsregelung durch Mikroprozessoren

Funktionsüberwachung mit Wochenend- und Nachtschaltung

H 14 Filter (HEPA, Gesamtabscheidegrad > 99,995 %)

Sie interessieren sich für die vielfältigen Kombinations- und Lösungsmöglichkeiten dieses Modulsystems?

Bitte sprechen Sie uns an.

Kontakt & Support

MK – Versuchsanlagen und Laborbedarf

Inhaber Michael Keil

Stückweg 10 - 35325 Mücke-Merlau

Tel.: +49 (0) 6400-9576030

Fax: +49 (0) 6400-9576031

info@mk-versuchsanlagen.de

www.mk-versuchsanlagen.de

